


ウォブスタイル リバイタライジングマスクG手順

【準備するもの】

- ・ウォブスタイル リバイタライジングマスクG ・ハイゼガーゼ1枚(25×25)
- ・シャーレ ・刷毛 ・精製水

<事前準備としてハイゼガーゼをカットしておきます。>

- 1、中心から下に3cm (みどり線)を下がり、そこから横に2cm(あお線)カットします。
※ピンク線が折れ目になります。



- 2、広げるとこのようになります。
この部分は、鼻の部分になります。



- 1、リバイタライジングマスクGをシャーレに500円玉大(約6.6ml)をとり、ハケで頬、唇は避けて全顔に塗布します。
頬・唇は、ハイゼガーゼをのせてから塗布します。



- 2、全顔に塗布後、事前に準備してある精製水で濡らしたハイゼガーゼを全顔にのせます。
※その際に全顔にしっかりと密着させるようにします。



- 3、ハイゼガーゼがしっかりと密着できたら、全顔にリバイタライジングマスクGを塗布して、10分放置していきます。
この時に頬と唇も塗布していきます。
※お肌に赤みがある場合は、リバイタライジングマスクGを塗布後に上からラップ、または精製水で濡らしたハイゼガーゼをのせ、その上から冷タオルにて鎮静してください。



- 4、パックを外してリバイタライジングマスクGを拭き取り、お仕上げを行ってください。以上で、リバイタライジングマスクGが終了です。

